



Egregio Cliente

Congratulazioni, per aver scelto i denti Candulor. La preghiamo di leggere la seguente descrizione prodotto e di prenderne conoscenza.

Descrizione prodotto

I denti Candulor comprendono una vasta gamma di forme e colori e sono indicati per la protesi totale e parziale. Sebbene sia prevedibile una lavorazione completamente sicura dei denti, con i seguenti consigli vorremmo permetterLe un impiego ottimale dei nostri denti Candulor.

Istruzione d'uso dei denti Candulor in resina ed in ceramica

- Evitare sviluppo di calore durante la rifinitura dei denti in ceramica e composito (NFC).
- Non inalare polvere di rifinitura.
- Dopo la messa in rivestimento delle protesi eliminare accuratamente con acqua bollente la cera dalle due parti della muffola.
- Liberare i denti da residui di cera e mantenere la superficie priva di grassi.
- Irruvidire i denti in resina in zona del colletto con una fresa oppure con una pietra abrasiva.
- Qualora lo strato di PMMA nei denti in composito (NFC) sia stato eliminato, deve essere impiegato l'adesivo Compositiv della Candulor.
- Prima della zeppatura umettare i denti irruviditi con monomero.
- Non portare assolutamente a contatto i denti con liquido isolante.
- Isolare due volte con Iso-K la superficie del gesso leggermente umida e tiepida (secondo le istruzioni d'uso Iso-K della Candulor AG).
- Nella lavorazione di materiali per protesi seguire le istruzioni d'uso del produttore.

Candulor AG	Subsidiary: Candulor Dental GmbH	Subsidiary: Candulor USA Inc.
CH-8602 Wangen/ZH, Pünten 4, Postfach 89	D-78239 Rielasingen-Worblingen, Am Riederngraben 6	7462 N. Figueroa St., Suite 104, Los Angeles CA 90041
Tel. +41 (0)44 805 90 00, Fax +41 (0)44 805 90 90 www.candulor.com, candulor@candulor.ch	Tel. +49 (0)7731 79 783-0, Fax +49 (0)7731 28 917 www.candulor.de, info@candulor.de	Phone +1 (323) 254-1430, +1 (310) 659-7102, Phone +1 800 436-3827, Fax +1 (310) 659-7136 www.candulor.us, info@candulor.us



La caratterizzazione di denti in resina ed in ceramica

Per la caratterizzazione di denti in ceramica ed in resina sono a disposizione i seguenti prodotti della Candulor.

Caratterizzazione di denti in resina con Stains for Resin Teeth.

Caratterizzazione di denti in ceramica con Stains for Porcelain Teeth

- PhysioStar® NFC
- Condyliform® II NFC
- PhysioSet® TCR Resin
- Bonartic® TCR Resin
- Preference®

- PhysioSet® CT Porcelain
- Bonartic® CT Porcelain
- Condyliform® CT Porcelain
- AutoCentric

I prodotti sono stati sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere lavorati secondo le istruzioni d'uso. Per danni, derivanti da diverso impiego o lavorazione non corretta, il produttore non si assume alcuna responsabilità. Inoltre l'utilizzatore è tenuto a controllare personalmente l'idoneità del prodotto per gli impieghi da lui previsti, soprattutto, se questi impieghi non sono riportati nelle istruzioni d'uso.

Troverete la scheda di scheda di sicurezza sulla nostra homepage www.candulor.com

04/2008 REV.01

Candulor AG CH-8602 Wangen/ZH, Pünten 4, Postfach 89 Tel. +41 (0)44 805 90 00, Fax +41 (0)44 805 90 90 www.candulor.com , candulor@candulor.ch	Subsidiary: Candulor Dental GmbH D-78239 Rielasingen-Worblingen, Am Riedergraben 6 Tel. +49 (0)7731 79 783-0, Fax +49 (0)7731 28 917 www.candulor.de , info@candulor.de	Subsidiary: Candulor USA Inc. 7462 N. Figueroa St., Suite 104, Los Angeles CA 90041 Phone +1 (323) 254-1430, +1 (310) 659-7102, Phone +1 800 436-3827, Fax + 1 (310) 659-7136 www.candulor.us , info@candulor.us
--	--	--